



KeyGuard®

Ecco KeyGuard: la nostra resina dentale di precisione; per produrre paradenti personalizzati che, per comfort e protezione, per produrre paradenti personalizzati che, per comfort e protezione, sono imbattibili!

CARATTERISTICHE

- BIOCOMPATIBILE
- CALZA IN MODO PRECISO PER AUMENTARE IL COMFORT E AVERE PRESTAZIONI MIGLIORI
- COMPLETA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE PER PROTEGGERE SOLO DOVE È NECESSARIO
- EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI



BIOCOMPATIBILE



FORTE



DURATURO



CONFORTEVOLE

BIANCO



#4220200 (1kg bottiglia)

NERO



#4220201 (1kg bottiglia)

VIOLA



#4220202 (1kg bottiglia)

VERDE



#4220203 (1kg bottiglia)

ROSSO



#4220204 (1kg bottiglia)

PROPRIETÀ	METODO	KEYGUARD®
Resistenza allo strappo	ASTM D624-00	30 kN/m
Durezza	ASTM D2240-00, 25C @ 0 sec	75-90 A
Forza d'Impatto	ISO 179-1	27.5 kJ/m2
Resistenza all'Impatto	ISO 179-1	220 J/m
Assorbimento Acqua	ASTM D570 @ 3hr	5.7%
Isteresi ciclica di trazione	Energia restituita @ 25C Energia persa @ 25C 73%	27%
Allungamento alla rottura (deformazione)	ASTM D638	130%
Viscosità Liquido	Interno	900cP
Biocompatibilità	ISO 10993-1	APPROVATO



keystone[®]
industries

keyprint.keystoneindustries.com

EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

EU: +49 77 31 91 21 01

IT: +39 335 60 20 882