



KeyDenture Try-In™

KeyDenture Try-In elimina la incertidumbre del proceso de adaptación de la dentadura. Diseñada para la precisión y la eficiencia, KeyDenture Try-In es una resina de fotopolímero indicada para la impresión 3D de prótesis biocompatibles de prueba a corto plazo, destinadas a la evaluación del ajuste, la oclusión, la estética y la fonética durante las citas de prueba.

BIOCOMPATIBLE

RENTABLE

SUPERFICIE EXCEPCIONAL

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYDENTURE TRY-IN
Resistencia a la flexión	ASTM D790	56-68 MPa
Módulo de flexión	ASTM D790	1500-1750 MPa
Absorción de agua	ISO 20795-1	9-13 µg/mm³
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	30-43%
Biocompatibilidad	ISO 10993-1	Aprobada

CARACTERÍSTICAS

- RENTABLE PARA PRÓTESIS DE PRUEBA
- CALIDAD SUPERFICIAL EXCEPCIONAL
- FÁCIL DE CARACTERIZAR
- PULIDO DE ALTO BRILLO
- DISPOSITIVO MÉDICO BIOCOMPATIBLE
- AMPLIA VARIEDAD DE FLUJOS DE TRABAJO
- COMPATIBLES CON KEYPRINT
- LIBRE DE BPA, MMA Y FTALATOS



keystone
Industries

keyprint.keystoneindustries.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027

EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131

EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 04/2025