



KeyOrtho IBT™

KeyOrtho IBT es ideal para la impresión de cubetas de transferencia ortodónticas para la colocación de brackets. La translucidez de KeyOrtho IBT permite un posicionamiento preciso antes y durante la colocación de los brackets. Su alta resistencia a la tracción permite una fácil aplicación de los brackets en un solo paso, reduciendo el tiempo de sillón a minutos. Es flexible para facilitar su retirada y funciona con todos los sistemas generales de brackets. Además, es inodora e insípida para mayor comodidad del paciente.

#4200008 (Botella 0,5 kg) | #4220008 (Botella 1 kg)

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYORTHO IBT
Resistencia a la tracción	ASTM D638	8,0 - 10,5 MPa
Módulo Young de tracción	ASTM D638	15,5 - 31,0 MPa
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	>130%
Biocompatibilidad	ISO 10993-1	Aprobada
Viscosidad @ 25°C	ASTM 7867	<1000 cP
Liberación de adhesivos ortodónticos		Aprobada

keystone
industries

CARACTERÍSTICAS

- PRODUCTO SANITARIO BIOCOMPATIBLE
- INODORA E INSÍPIDA
- LOS ADHESIVOS SE DESPRENDEN FÁCILMENTE DE LA CUBETA
- TRANSLÚCIDAS PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN
- PRECISA
- FLEXIBLE
- SIN BPA, MMA NI FTALATOS



keyprint.keystoneindustries.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027

EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131
EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 04/2025