



KeySplint Hard®

El miembro más reciente de la familia KeySplint, KeySplint Hard está diseñado para férulas dentales rígidas. KeySplint Hard proporciona terapia para el bruxismo y casos en los que es necesaria la inmovilización dental.



BIOCOMPATIBLE



DURADERA



**FÁCIL DE
PULIR**



**FÁCIL DE
LIMPIAR**



**RESISTENTE A LA
ABRASIÓN**

TINTADA

#4200004 (Botella 0,5 kg)
#4220004 (Botella 1 kg)

INCOLORA

#4200011 (Botella 0,5 kg)
#4220011 (Botella 1 kg)

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYSPLINT HARD
Resistencia a la flexión	ISO 20795-2	60-65 MPa
Módulo de flexión	ISO 20795-2	1510-1600 MPa
Absorción de agua	ISO 20795-2	18 µg/mm ³
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	9%
Biocompatibilidad	ISO 10993-1	Aprobada

CARACTERÍSTICAS

- PRODUCTO SANITARIO BIOCOMPATIBLE
- AUTORIZACIÓN FDA 510(K) DE ESTADOS UNIDOS
- MARCADO CE (CLASSE IIA)
- DURA PARA FÉRULAS RÍGIDAS
- SIN BPA, MMA NI FTALATOS

keystone
industries



keyprint.keystoneindustries.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027

EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131

EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 05/2025